

# Bloeddrukmeter

Uw persoonlijke bloeddrukmeter zorgt ervoor dat de gemeten bloeddruk automatisch bij de zorg terecht komt.

## Ingebruikname bloeddrukmeter:

De weegschaal is gebruiksklaar, u hoeft geen acties te ondernemen.

### Bloeddruk meten:

#### Enkele meting:

- U neemt plaats op een stoel en ontbloot de linker bovenarm.
- Doe de bloeddrukmeter om de linker bovenarm met de knop naar beneden. Zorg dat de bloeddrukmeter goed aansluit. Leg uw onderarm op tafel of de leuning van de stoel.
- Druk één keer kort op de knop op de bloeddrukmeter. U ziet nu 'BP' op de bloeddrukmeter verschijnen. Drukt u nogmaals kort op de knop op de bloeddrukmeter en de bloeddrukmeter zal de meting starten.
- Wanneer de bloeddrukmeter is gestopt met oppompen, is de meting afgelopen.



#### 3x herhaalde meting:

- Zet de bloeddrukmeter aan door de knop kort in te drukken.
- Houdt vervolgens de knop ingedrukt tot er BPx3 verschijnt.
- Druk nogmaals kort op de knop en de 3 automatische metingen worden gestart. Blijft u rustig zitten tot alle drie de metingen zijn uitgevoerd.
- Wilt u weer een gewone meting uitvoeren, houdt u dan weer de knop even ingedrukt tot 'x3' verdwijnt.



### Inzicht in uw gegevens:

Indien u of een van uw naasten toegang wil tot het dossier verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice van MobileCare.

### Controle koppeling naar uw zorgdossier:

Indien de metingen niet binnen vijf minuten in uw dossier verschijnt verzoeken wij uw zorgverlener contact op te laten nemen met de klantenservice van MobileCare.

### Opladen:

De bloeddrukmeter wordt opgeladen met het bijgeleverde USB-kabeltje. Tijdens het opladen leest u op de bloeddrukmeter het batterijpercentage af.

### Onderhoud:

Schoonmaken doet u met een lichtvochtige doek.