

Weegschaal

Inleiding:

Uw persoonlijke weegschaal zorgt ervoor dat het gemeten gewicht automatisch bij de zorg terecht komt.

Ingebruikname weegschaal:

Indien u een weegschaal heeft ontvangen is het meeste werk al gedaan. Het meegeleverde kastje met zwarte antennes zorgt voor een internetverbinding. Deze hoeft enkel op een centrale plek in de woning aangesloten te worden op het stopcontact. Vervolgens maakt de weegschaal automatisch verbinding met het wifi-kastje.

- Indien de metingen niet binnen vijf minuten in het dossier van de cliënt komt verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice van MobileCare.
- Indien een naaste van de cliënt toegang wil tot het dossier verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice van MobileCare.

Batterijen:

De weegschaal gebruikt vier standaard AAA-batterijen, waar het 6 tot 12 maanden mee kan doen. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe vaak u de weegschaal gebruikt. Als het tijd is om de batterijen te vervangen, volgt u de onderstaande stappen:

- Open het batterij vak aan de onderkant van de weegschaal.
- Verwijder de lege batterijen.
- Plaats nieuwe (of opgeladen) batterijen in het batterij vak.
- Let erop dat de min-zijde van de batterij (dat is platte kant), aan de kant van het veertje zit; de vlakken zitten om-en-om.
- Doe het dekseltje weer op het batterij vak.
- Zet de weegschaal op de vlakke vloer.

Wegen:

Wegen doet u altijd op dezelfde plek, rond dezelfde tijd op een dag. Dit geeft het beste resultaat.

Volg de onderstaande stappen:

- Zorg ervoor dat de weegschaal op een stabiele, harde en vlakke ondergrond staat
- Dus niet op tapijt!
- Ga met blote voeten, stabiel op de weegschaal staan.
- Staat u niet stabiel? Dan ziet de hoeken van het scherm van de weegschaal oplichten.
- Wacht tot uw gewicht op het scherm knippert.
- Nu moeten er letters verschijnen op het scherm, dit zijn letters van uw voornaam, of uw initialen.
- Wanneer u bovenstaande stappen heeft gevolgd, komt de meting automatisch in uw PGO te staan.

Onderhoud:

De bovenkant van de weegschaal is gemaakt van glas, maak deze voorzichtig schoon met een zachte, licht vochtige doek.