

## WISBI SIGNALERING VOOR BEDVERLATEN / ENURESIS

intelligent sensortextiel, om gerichte verpleegkundige zorg te bieden

Wisbi is een slimme bedmat die automatisch een waarschuwing stuurt wanneer iemand op een natte ondergrond ligt of het bed verlaat. De innovatieve oproep maakt een gerichte zorg mogelijk en zorgt vooral voor meer rust 's nachts en dus meer energie voor de volgende dag.




Afhankelijk van de zorgsituatie kunnen verdere incontinentieproducten geheel achterwege blijven, waardoor het gevoel van zelfstandigheid langer wordt aangehouden.

Wisbi is vocht dicht en biedt bescherming aan onderliggend beddegoed en het matras. Het is hygiënisch, wasbaar en zeer eenvoudig in gebruik.

### Signaalgever

Wisbi kan worden gebruikt als standalone systeem thuis en bijvoorbeeld in woonvormen of instellingen. Het werkt met contact koppeling (NO/NC), met een app of als zorgoproepintegratie door middel van een API.

Doorkoppeling naar zusteroproep, signaalgever of mantelzorg is op maat mogelijk of kan standaard worden geleverd. Er zijn vele oplossingen mogelijk.



### Interdisciplinair onderzoeksproject

“Network Washable Sensor Textiles” was een interdisciplinair onderzoeksproject dat aanleiding gaf tot de ontwikkeling van Wisbi in 2014.

Het doel van het project was om ondersteuning te bieden aan de verpleegkundige en medische sector. Samen met verpleeghuizen, bedlinnenfabrikant Fussenegger Textil en wasserijbedrijf Berendsen is de toepassing geanalyseerd en geoptimaliseerd met de ontwikkeling van de Wisbi. Deze intensieve samenwerking stelt ons in staat om innovatieve en bruikbare producten te bieden voor thuisgebruik en in de thuiszorg.

### Artikelnummer

**TEX-WIHO-001** Wisbi HOME set tbv app of API

**TEX-WIPL-001** Wisbi PLUS set met NO/NC Rx-Tx

**TEX-WIBE-001** Wisbi losse bedmat

**TEX-WIHO-010** Wisbi zender tbv app of API, excl. mat

**TEX-WIPL-010** Wisbi zender Plus excl. mat

